

Monteringsanvisning för vevarmsadapter




Vevarm 101/LM (vänster) och vevarm 102/LM (höger)

-Specialvevarmsadapter för inställning av individuell rörelseradie.

-För cyklister med ett kort ben eller begränsad rörlighet i benet.

Åtminstone full rörlighet i foten.

-Inställningsmöjligheter till rörelseradie genom 3-steps-uppsättning och variabel uppsättning genom hållarfästet på befintlig cykelvevarm.




Viktigt!

Innan montering sker, måste anvisningen läsas genom helt!

Nödvändiga verktyg:

- Insexnyckel (5mm)
- Låsringstång (30mm), (samma som används till vinkelslip)
- Karbonpapper
- järnfil och borr



2 Lägg en bit karbonpapper på insidan av hållarfästet och vevarmen. Dra åt positionsskruven (E) lite för att få en markering på vevarmen.

3 Ta av adaptern och borra ett lodrätt hål på den markerade positionsskruven (E).

Montera bort pedalen. Placera hållarfästet (D) på vevarmen för att justera till patientens optimala position.



Viktigt för att hållarfästet (C) ska sitta åt ordentligt är att noggrann anpassning på vevarmen med tryckpluggen (DD) och förslutningskapseln (D) sker. Den spetsiga kanten (CK) kan filas bort helt till samtliga vevarmar som har en jämn/rak/glatt yta och noggrant anpassad yta mellan hållarfästet (C) och vevarmens glatta yta.

4 Nu kan vevarmens omfång mätas och tryckpluggen (DD) vid förslutningskapseln filas så att:

-Förslutningskapseln (D) utan spalt ligger emot hållarfästet (C) plant.

-Tryckpluggen (DD) med lätt tryck ligger emot vevarmen.

Sedan monteras förslutningskapseln och dras åt med en låsringstång varsamt.



Förslutningskapseln (D) får ej filas kantig utanpå, då annars skador på gängorna bildas.

5 Skruva in Positionsskruven (E) med spetsen från hållarfästets sida. När spetsen (E) når det borrarade hålet kan det dras åt med en insexnyckel (5mm). Genom hållarfästet (C) säkras förslutningskapseln (D) och positionsskruven (E). Gängorna kan även spännas åt med Locktite.

Viktiga tips:

-Kolla regelbundet att positionsskruven (E), förslutningskapseln (D) och mutter (A) är åtdragna.

-Kolla att det finns tillräckligt med avstånd mellan körytan och vevarmsadaptern/pedalen. I annat fall kan en bit av adaptern nertill kapas.

-Användaren av denna adapter behöver träna och vänja sig vid det ovanliga trampmomentet.



Användaren får aldrig använda samma sida som adaptern sitter på för av- eller påstigning. Denna monteringsanvisning skall alltid överlämnas till användaren av adaptern.

Cykelklinikern
Regementsgatan 12
S-211 42 Malmö

Tel. +46-(0)40-611 66 66
Fax. +46-(0)40-57 80 39
Internet:
www.cykelklinikern.com